

## COMPLEMENT COMPONENT C3



COD 23103 1 x 60 mL + 1 x 15 mL

Sólo para uso *in vitro* en el laboratorio clínicoCOMPLEMENTO C3  
TURBIDIMETRÍA

## USO PREVISTO

Reactivo para la medición de la concentración de complemento C3 en suero o plasma humano. Los valores obtenidos son útiles como ayuda en el diagnóstico de trastornos inmunológicos, especialmente los asociados con deficiencias de componentes del complemento.

Estos reactivos deben ser utilizados en los analizadores BA de BioSystems o en otro analizador de prestaciones similares.

## SIGNIFICADO CLÍNICO

C3 es un componente del sistema del complemento que está involucrado en las vías de activación clásica y alternativa.

C3 se encuentra aumentada a consecuencia de una respuesta de fase aguda (respuesta inflamatoria, trauma o necrosis tisular), obstrucción biliar y glomerulosclerosis focal<sup>2,4</sup>.

La concentración plasmática de C3 disminuye en deficiencias genéticas o adquiridas, hecho que se asocia a un incremento del riesgo de infección, especialmente por bacterias encapsuladas<sup>2,4</sup>.

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

## FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La proteína del complemento C3 presente en la muestra precipita en presencia de anticuerpos anti-C3 humana. La dispersión de luz generada por los complejos antígeno-anticuerpo es proporcional a la concentración de C3 y puede ser cuantificada por turbidimetría<sup>1,2</sup>.

## CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

A. Reactivo: 1 x 60 mL. Tampón imidazol 0,05 mol/L, azida de sodio 0,95 g/L, pH 7,5.

B. Reactivo: 1 x 15 mL. Anticuerpos de cabra anti-C3 humana, azida de sodio 0,95 g/L.

## CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Conservar a 2-8°C.

Los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del kit, siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso.

Estabilidad a bordo: Los reactivos abiertos y conservados en el compartimento refrigerado del analizador son estables 2 meses.

Indicaciones de deterioro: Absorbancia del blanco superior al límite indicado en "Parámetros de la prueba".

## MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)

Calibradores de Proteínas (BioSystems cod. 31075). El equipo contiene 5 niveles diferentes de concentración y debe ser utilizado para obtener la curva de calibración. Estos calibradores se suministran listos para su uso.

## PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Los reactivos están listos para su uso.

## MUESTRAS

Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. Utilizar heparina o EDTA como anticoagulantes. Descartar las muestras lipémicas.

La C3 en suero o plasma es estable 2 días a 2-8°C.

## CALIBRACIÓN

Debe realizarse un blanco de reactivo cada día y calibrar al menos cada 2 meses, después de un cambio de lote de reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad.

## CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda el uso de los Sueros Control de Proteínas niveles I (cod. 31211) y II (cod. 31212) para verificar la exactitud del procedimiento de medida.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los resultados de los controles no se encuentren entre los límites de aceptación.

## VALORES DE REFERENCIA

Suero y plasma, adultos<sup>2</sup>: 90 - 180 mg/dL = 0,90 - 1,80 g/L.

Estos valores se dan únicamente a título informativo. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia.

## CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Las prestaciones metrológicas que se describen a continuación, han sido obtenidas utilizando un analizador BA400 y siguiendo las guías del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).

- Límite de detección: 0,9 mg/dL = 0,009 g/L
- Intervalo de medida (valor aproximado dependiendo de la concentración del calibrador más elevado): 0,9 - 400 mg/dL = 0,009 - 4,00 g/L.

– Precisión:

Concentración media	Repetibilidad (CV)	Imprecisión total (CV)
91 mg/dL = 0,91 g/L	0,6 %	1,3 %
189 mg/dL = 1,89 g/L	1,0 %	2,4 %

– Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas significativas al ser comparados con reactivos de referencia. Los detalles del estudio comparativo están disponibles bajo solicitud.

## LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

- Interferencias: la bilirrubina (hasta 18 mg/dL), la hemólisis (hemoglobina hasta 500 mg/dL) y la lipemia (triglicéridos hasta 325 mg/dL) y el factor reumatoide (hasta 300 UI/mL) no interfieren. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir<sup>3</sup>.
- Fenómeno de zona: > 1500 mg/dL = 15,00 g/L.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Price CP, Spencer K and Whicher J. Light-scattering immunoassay of specific proteins: a review. *Ann Clin Biochem* 1983; 20: 1-14.
2. Dati F et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference range for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/CAP reference material (CRM 470). *Eur J Clin Chem Clin Biochem* 1996; 34: 517-520.
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

## PARÁMETROS DE LA PRUEBA

Estos reactivos pueden utilizarse también en otros analizadores automáticos. Solicite información a su distribuidor.

R1: Utilizar el Reactivo A, R2: Utilizar el Reactivo B.

	BA200	BA400
<b>GENERAL</b>		
Nombre	<b>COMPLEMENT C3</b>	<b>COMPLEMENT C3</b>
Nombre corto	C3	C3
Tipo muestra	suero / plasma	suero / plasma
Modo de análisis	diferencial bireactiva	diferencial bireactiva
Unidad	mg/dL	mg/dL
Decimales	0	0
Tipo de reacción	creciente	creciente
<b>PROCEDIMIENTO</b>		
Modo de lectura	monocromática	monocromática
Filtro principal	340	340
Filtro de referencia	-	-
Muestra	3	3
Vol. R1	240	240
Vol. R2	60	60
Lectura 1 (ciclo)	17	35
Lectura 2 (ciclo)	34	70
Factor predilución	-	-
<b>CALIBRACIÓN Y BLANCO</b>		
Tipo blanco	agua destilada	agua destilada
Modo calibración	calibrador experimental	calibrador experimental
Número de calibradores	5	5
Curva de calibración	poligonal creciente	poligonal creciente
<b>OPCIONES</b>		
Límite absorbancia blanco	0,300	0,300
Límite blanco cinético	-	-
Límite linealidad	-	-
Sustrato consumido	-	-

